

AGEX^{fill}

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
- ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
- ΕΠΑΝΑΠΥΚΝΩΣΗ ΙΣΤΩΝ
- ΑΠΑΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ
- ΔΕΚΤΙΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ

Filler που έχει βιοδιεγερτική δράση και επιτρέπει την πλήρη αναζωογόνηση του δέρματος. Αποκαθιστά την ελαστικότητα, την ενυδάτωση και διεγείρει την ανανέωση των κυττάρων.

Included in the packaging: 27 G x 37 mm cannula
26 G x 13 mm needle

Also compatible with:
27 G x 13 or 19 mm needles, up to 30 G x 13 mm

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ	2-3 ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΘΕ 2-3 ΜΗΝΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ	2-3 ΜΗΝΕΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ	Crosslinked hyaluronic acid + Linear hyaluronic acid
ΔΟΣΗ	1.1 ml
ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ	2 M Da + 1 M Da Crosslinked HA + 10% Linear HA 500,000 Da
ΣΗΜΕΙΟΕΓΧΥΣΗΣ	ΔΕΡΜΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ	25 mg/ml
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	3 pre-filled single-use syringe
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ	Residual BDDE < 0,1 ppm
ΒΑΘΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ G'	30 Pa
ΒΑΘΜΟΣ ΕΩΔΟΥΣ G''	10 Pa

CROSSLINKING



VOLUME



BIOSTIMULATION



- ΠΡΟΣΩΠΟ
- ΛΑΙΜΟΣ & ΝΤΕΚΟΛΤΕ
- ΧΕΡΙΑ



VIDEO
ON FILLER
PROCEDURE



AGEX^{fill}

VOLUME

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΟΓΚΟΣ
- ΠΑΧΥΝΣΗ
- ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Ενδείκνυται για τη διόρθωση του μέσου όγκου του προσώπου. Προσαρμόζεται στη μεμονωμένη μορφολογία, σεβόμενη τη φυσικότητα των χαρακτηριστικών.

Included in the packaging: 27 G x 13 mm needle
27 G x 19 mm needle

Also compatible with:
25 G x 38 mm / 50 mm cannula

ΔΙΑΡΚΕΙΑ	5/6 ΜΗΝΕΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ	Crosslinked hyaluronic acid + Linear hyaluronic acid 1 ml
DOSAGE	1 ml
MOLECULAR WEIGHT	2 M Da + 1 M Da Crosslinked HA + 8% Linear HA 1 M Da
ΣΗΜΕΙΟΕΤΧΥΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ	25 mg/ml
PACKAGING	1 pre-filled single-use syringe
CROSS-LINKING AGENT	Residual BDDE < 0,1 ppm
ΒΑΘΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ G'	100 Pa
ΒΑΘΜΟΣ ΕΩΔΟΥΣ G''	20 Pa

CROSSLINKING



VOLUME



BIOSTIMULATION



- ▶ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑΙΟΥ ΟΓΚΟΥ
- ▶ ΜΑΓΟΥΛΑ
- ▶ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ
- ▶ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΩΝ
- ▶ ΡΙΝΟΠΑΡΕΙΑΚΕΣ ΡΥΤΙΔΕΣ
- ▶ ΡΥΤΙΔΕΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΒΑΘΟΥΣ
- ▶ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΧΕΙΛΙΩΝ



VIDEO
ON FILLER
PROCEDURE



AGEX^{fill} ULTRA

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΙΩΝ ΟΓΚΩΝ
- ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Ιδανικό για αποκατάσταση των βαθιών ογκών του προσώπου και για τη διόρθωση των βαθιών χαλαρώσεων του

δέρματος.

Included in the packaging:

25 G x 38 mm cannula

23 G x 19 mm needle

Also compatible with:

27 G x 13 mm needle

ΔΙΑΡΚΕΙΑ	5/6 ΜΗΝΕΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ	Crosslinked hyaluronic acid + Linear hyaluronic acid
ΔΟΣΗ	1 ml
ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ	2 M Da + 1 M Da Crosslinked HA + 5% Linear HA 500.000 Da
ΣΗΜΕΙΟ ΕΝΕΣΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ	25 mg/ml
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	1 pre-filled single-use syringe
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ	Residual BDDE < 0,1 ppm
ΒΑΘΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ G'	200 Pa
ΒΑΘΜΟΣ ΞΕΩΔΟΥΣ G''	40 Pa

CROSSLINKING



VOLUME



BIOSTIMULATION



- ΡΙΝΟΓΕΜΙΣΤΙΚΟ
- ΣΟΒΑΡΕΣ ΡΙΝΟΧΕΙΛΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ
- ΣΟΒΕΡΕΣ ΡΥΤΙΔΕΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑΣ
- ΕΠΑΝΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΝΑΘΟΥ
- ΠΕΡΙ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
- ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
- ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
- ΚΡΟΤΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΗΓΟΥΝΙΟΥ



VIDEO
ON FILLER
PROCEDURE

